

Exporting Data from Pasco GLX:

Exporting the Data

- 1) Insert USB drive
- 2) Press the Home button
- 3) Select the Data Files icon
- 4) Highlight the correct file and Open by pressing F1
- 5) Press the Home key
- 6) Select the Table icon
- 7) Press the Check Mark button
- 8) Press the Up button once to highlight the run #
- 9) Press the Check Mark button
- 10) Use the Up/Down buttons to select the desired run
- 11) Press the Check Mark button
- 12) Select the Tables list by pressing F4
- 13) Select option 8, "Export All Data"